







anticondensmiddel voor  
endoscopen en optieken



RP MEDICAL



Laparoscopie



Thoracoscopie



OB-GYN



KNO



**ULTRASTOP®** is een hoogwaardige anti-condens middel voor medische endoscopen en optieken.

**ULTRASTOP®** vormt een speciale laag op het oppervlak van het optiek. Deze uitzonderlijk dunne en absoluut transparante film zorgt ervoor dat vocht condenseert tot druppeltjes waardoor het beslaan van het optiek wordt voorkomen.

**ULTRASTOP®** is geschikt voor alle scopieën die geen gebruik maken van een spoelstroom in het operatieveld.

#### Verpakkingsvormen

- ULTRASTOP® niet-steriel, spray flesje 15 ml
- ULTRASTOP® niet-steriel, druppelflesje 25 ml
- ULTRASTOP Pro-med® steriel, injectieflacon 30 ml
- ULTRASTOP Pro med® steriel, monodosis 5ml

# Over RP Medical

RP Medical is een jong en dynamisch bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de levering van producten voor de endoscopie, plastische chirurgie, urologische chirurgie, orthopedie, oncologische chirurgie en neurochirurgie.

## Endoscopie:

- lichtkabels
- lichtkasten
- monitoren
- optieken voor elke discipline
- camera's
- insufflatoren

## Plastische chirurgie

- plastisch chirurgisch instrumentarium
- TiLoop® reconstructie
- disposables

## Neurochirurgie:

- neurochirurgisch instrumentarium
- bipolaire elektrochirurgie

## Orthopedie

- orthopedisch chirurgisch instrumentarium
- arthroscopie instrumentarium
- K-draden & Steinmanpennen

## Oncologische Chirurgie

- parathyroid en sentinel klier locator
- TiLoop® reconstructie
- chirurgisch instrumentarium

## Urologisch chirurgie:

- cystoscopen
- urethoscopen
- resectoscopen
- urologisch instrumentarium



**RP MEDICAL**   
Medical Device Pioneers

## Centrale Sterilisatie Afdeling

Naast de gespecialiseerde endoscopische en chirurgische materialen heeft RP- Medical een compleet programma voor de Centrale Sterilisatie

- draadmanden
- sluitzegels
- beschermbrillen
- spuitpistolen
- meetapparatuur

Download onze speciale CSA catalogus op : [www.rpmedical.nl/csa](http://www.rpmedical.nl/csa)



**RP**MEDICAL 

Medical Device Pioneers

De Nort 1A

3931 NE Woudenberg

tel: +31 (0) 33 4610 428

mail: [info@rpmedical.nl](mailto:info@rpmedical.nl)

web: [www.rpmedical.nl](http://www.rpmedical.nl)